

قياس الكلوريدات

قياس ايون الكلوريد (Chloride)

يعد الكلوريد من الايونات السالبة المهمة الموجودة في المياه الطبيعية ويكسب الماء الطعم المالح وخاصة اذا ارتبط مع ايون الصوديوم وشكل ملح كلوريد الصوديوم (ملح الطعام) ويختلف الطعم باختلاف التركيز الموجود في الماء ولايعطي هذا الطعم اذا ارتبط مع ايونات اخرى كالكالسيوم و المغنيسيوم .

اما اهم مصادر هذا الأيون :

- 1-مرور الماء على الطبقات الصخرية الحاوية على الاملاح الكلوريدية (الهايلايت والسلفايت).
- 2-مياه البحار والمحيطات
- 3-المياه الثقيلة المطروحة في مصادر المياه .

اهم اضراره:

- 1- يسبب ضرر على الصحة مثل زيادة مرض ضغط الدم وزيادة الروماتزم .
- 2- يكسب الماء تأثيرا تأكليا قديظهر علانالانابيب والمنشآت المعدنية.
- 3- تآكل المنشآت الخرسانية ذات التماس المباشر مع المياه
- 4- يؤثر على المزروعات

الهدف من التجربة:

حساب نسبة أيون الكلوريد في الماء لمعرفة مدى صلاحيته للاستهلاك البشري.

المواصفات القياسية تحدد ان الماء الصالح للشرب يجب ان لا تتجاوز عن () mg/L

الحفظ: العينة صالحة للاستخدام لمدة 7 أيام من تاريخ جمعها ولا تحتاج الى أي طريقة للحفظ.

طرق قياس الكلوريد:

توجد ست طرق للقياس نذكر منها مايلي:

1- *Argentometric titration method*: تستخدم للمياه الصافية والتي تحتوي على تراكيز منخفضة من الكلوريد وللمياه المتعادلة والقاعدية قليلاً.

2- طريقة التسحيح باستخدام نترات الزئبق: تستخدم لقياس تراكيز اعلى مما تقيسه الطريقة الاولى.

3- طريقة Potentiometric: تكون مناسبة للمياه الملوثة والحاوية على كدرة والتي تحتوي على ايونات الحديد والكروم وايونات المعادن الثقيلة الاخرى.

1-طريقة التسحيح بأستخدام نترات الفضة:

الاستخدام : للمياه الصافية

مبدأ العمل:

يترسب الكلوريد الموجود في العينة على شكل كلوريد الفضة بعد إضافة نترات الفضة الى العينات المتعادلة او القاعدية قليلاً ويستدل على نقطة التعادل باستخدام كرومات البوتاسيوم كدليل.

التدخلات: 1- أيونات الكبريتيد وأيونات الكبريتيت ويمكن التغلب عليهما بأضافة (0.5) مللتر من محلول بيروكسيد الهيدروجين الى 50 مللتر من النموذج قبل قياس الكلوريد فيه.

2- الفوسفات التي تركيزها اعلى من 25 ملغرام/لتر.

3- الحديد اذا زاد تركيزه عن 10 ملغرام/لتر.

المواد الكيميائية المطلوبة:

1- محلول كرومات البوتاسيوم: يحضر من اذابة (10 غرام) من كرومات البوتاسيوم (K_2CrO_4) في قليل من الماء المقطر ثم نضيف قليل من محلول نترات الفضة الى ان يتكون راسب أحمر واضح بعدها يترك لمدة (12) ساعة ثم يرشح ويخفف الى (250) مللتر بالماء المقطر.

2- محلول نترات الفضة القياسي (0.0141 ع): يحضر من اذابة (2.395) غرام من نترات الفضة $AgNO_3$ في لتر من الماء المقطر. يحفظ في قناني زجاجية غامقة ويعاير باستمرار مع محلول كلوريد الصوديوم القياسي (0.0141)ع.

3- محلول كلوريد الصوديوم القياسي (0.0141)ع: يحضر من اذابة (8.241) من ملح كلوريد الصوديوم $NaCl$ المجفف بدرجة 140م في لتر من الماء المقطر. ويستعمل في تحديد عيارية نترات الفضة وكمايلي: يضاف مللتر واحد من محلول كرومات البوتاسيوم الى 25 مللتر من محلول كلوريد البوتاسيوم ويسحح مع نترات الفضة القياسي الى نقطة انتهاء التفاعل عند ظهور اللون البني المحمر. وتحسب العيارية من القانون $N*V=N*V$.

4- بيروكسيد الهيدروجين 30%.

- 5- صبغة الفينولفتالين.
- 6- محلول هيدروكسيد الصوديوم (ع1).
- 7- حامض الكبريتيك (ع1).

طريقة العمل:

- 1- تعادل النماذج التي يقع قيمة ال PH لها خارج المدى (7-10) باستخدام حامض الكبريتيك (ع1) أو هيدروكسيد الصوديوم (ع1) وباستخدام دليل الفينولفتالين.
- 2- يضاف ملتر واحد من كرومات البوتاسيوم الى (25) ملتر من العينة.
- 3- يضاف ملتر واحد من كرومات البوتاسيوم الى (25) ملتر من الماء المقطر موضوع في دورق آخر.
- 4- يسحح كل من العينة والماء المقطر مع محلول نترات الفضة الى حد نقطة انتهاء التفاعل والتي تميز بظهور اللون البني المحمر.

الحسابات:

$$(أ - ب) \times ع \times 35450$$

$$\frac{\quad}{\quad} = \text{الكلوريد ملغرام/لتر}$$

حجم النموذج بالملتر

حيث:

أ : ملتر حجم محلول نترات الفضة المستعملة لتسحيح النموذج.

ب : ملتر حجم محلول نترات الفضة المستعملة لتسحيح الماء المقطر.

ع : عيارية نترات الفضة.