

## دراسة الخلايا الحية والمثبتة Study of living & Fixed cells

**أولاً: الخلايا الحية:** يمكن دراسة الخلايا الحية بشكل مباشر Direct من خلال تحضير مقاطع أو شرائح وقتية Temporary slides أو بالتحميل الرطب wet mount ، ويتم في هذه الطرق استخدام صبغات تعرف بالصبغات الحية vital stains حيث إن هذه الصبغات لا تؤثر تأثيراً مباشراً في الخلية الحية ، ولكون هذه الأصباغ تؤدي الى موت الخلية إذا ماتعرضت لها لمدة طويلة ، لذا فهناك وقت كافٍ لدراسة الخلية الحية قبل موتها ومن هذه الأصباغ **Neutral red** تستخدم لصبغ الساييتوبلازم وصبغة **Methylene blue** لصبغ معقد كولجي وصبغة **Janus green** لصبغ الماييتوكوندريا .



### \*\*\* طريقة تحضير شريحة مؤقتة لخلايا حيوانية حية مختبرياً

1-قم بأخذ مسحة من بطانة الفم (السطح الداخلي من الخد) بواسطة اعواد تنظيف الأذن أو الاسنان

2-ضع جزء من العينة التي حصلت عليها على شريحة زجاجية نظيفة ثم ضع عليها قطرة من صبغة **Methylene blue**

3-غط الشريحة الحاوية على العينة المصبوغة بغطاء الشريحة وأفحصه تحت المجهر باستخدام قوة التكبير الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى (ماذا تلاحظ؟؟)


### \*\*\* طريقة تحضير شريحة مؤقتة لخلايا نباتية حية مختبرياً

1-إقطع بصلة طويلاً الى أربعة أقسام

2-ضع قطرة ماء وسط الشريحة ،إستخلص باستخدام الملقط قطعة صغيرة من الغشاء الرقيق المبطن للسطح الداخلي للبصلة ضع الغشاء فوق قطرة الماء وافرشه بشكل جيد وسط الشريحة

3-ضع غطاء الشريحة بصورة تدريجية وتجنب تكوين فقاعة هواء، ضع قطرة من صبغة اليود **Iodine stain** مع حافة الشريحة حيث تفرش القطرة وتصطبغ العينة كلياً.

4-إفحص الشريحة بوضعها تحت المجهر باستخدام قوة التكبير المختلفة (ماذا تلاحظ؟؟)



ثانياً: الخلايا المثبتة : تتم دراستها من خلال استخدام طريقة التقطيع **Sectioning method** وتتلخص بمايلي:

1-الحصول على العينة **Obtaining of the specimen** : يتم إختيار العينة سواء حيوانية ام نباتية

2-تثبيت العينة **Fixation** : وهي الخطوة الأولى في تحضير الأنسجة من اجل إخضاعها للفحوصات النسيجية والكيمونسجية ،تهدف هذه الخطوة الى المحافظة على النسيج ومحتوياته بالحالة التي كان عليها في جسم الكائن الحي أو قريبة من ذلك ،حيث تهدف هذه العملية الى إيقاف التفتت fragmentation والتفسخ degeneration الناتجة عن نشاط البكتريا والفطريات وكذلك إيقاف عملية التحلل الذاتي autolysis للنسيج بفعل الأنزيمات ومن افضل انواع المثبتات **Formalin** . Ethyl alcohol 70%, 10%

3-غسل العينة **Washing** : في هذه الخطوة يتم غسل العينة بعد التثبيت وذلك لإزالة ماتبقى من أثر المادة المثبتة على العينة

**4-نزع الماء من العينة Dehydration:** في هذه الخطوة يتم إحلل مادة محل الماء الموجود في النسيج ويشترط ان تكون هذه المادة ذائبة في المحاليل والمواد المستعملة في الخطوات التالية مع ضمان عدم تشويه النسيج. هي هذه العملية تمرر العينة في سلسلة متدرجة الإرتفاع من الكحول 70% لمدة 2min ، 100% لمدة 2min .

**5-ترويق العينة Clearing:** في هذه الخطوة يتم إحلل مادة محل نزع الماء ،حيث يسمح لشمع البرافين بالدخول إلى الأنسجة حيث إن الكحول المستخدم في نزع الماء لايمتزج مع الشمع لذا تستخدم مادة مروقة تذوب في الكحول وشمع البرافين وتجعل النسيج شفافاً ومن أمثلة هذه المواد: الزايلين والكلوروفورم والتولوين والبنزين وزيت خشب الارز . يتم تمرير العينة بالزايلين Xylene لمدة 5min .

**6-تشريب العينة Infiltration:** يتم في هذه الخطوة إحلل المادة المستخدمة في الطمر مكان المادة المروقة ،ويعتبر شمع البرافين paraffin wax من أشهر المواد المستخدمة في تشريب النسيج حيث إنه يتخلل العينة بسرعة دون إحداث ضرر في تركيبها النسيجي، كما يكسبها دعامة قوية لتهيئتها لعملية القطع بالميكروتوم Microtom كما يساعد على حفظها في الظروف العادية لفترة طويلة دون ضرر. تمرر العينة بالشمع لمدة 45min وبدرجة حرارة 55-60C .

**7-طمر العينة Embedding:** تهدف هذه الخطوة الى عمل قالب من العينة بحيث تحيط بها المادة الطامرة وتدعمها،ويعد البرافين أشهر وأكثر المواد إستخداماً في معامل كيمياء الانسجة وهو عبارة عن مادة هيدروكاربونية ممزوجة بمواد بلاستيكية.

**8-التشذيب Trimming:** في الخطوة السابقة تحضر القوالب الشمعية للعينة ،ولكي تصبح العينة في وضع مناسب للقطيع بحيث تصبح اطرافها متوازية وتطبق على حافة سكين المايكروتوم يتم تشذيبها في هذه الخطوة.

**9-التقطيع Sectioning:** تثبت العينة على حامل العينة في المايكروتوم الذي يكون بأنواع حسب طبيعة النموذج ونوع المادة المطمور فيها ،فهناك المشراح المنزلق M. sliding والمشراح الدوار rotary.M والمشراح الفوقي ultra .M والقطاعات الجيدة عادة تكون على شكل اشربة Ribbons أو سلسلة من القطاعات ويفضل وضع الاشرطة هذه على صفيحة سوداء ليسهل تمييزها واخذ المناسب منها لوضعه على الشريحة الزجاجية .

**10-صبغ القطاعات Staining:** في هذه الخطوة يتم صبغ القطاعات او الأشرطة المتكونه بعد قطعها، ومدة الصبغ تعتمد على نوع الصبغة وتركيزها وطبيعة النسيج ،وقد يصبغ النسيج بأكثر من صبغة ،وقد يستخدم أحياناً مايسمى بالصبغ المضاد antistaining كإستخدام صبغة الهيماتوكسولين لصبغ الانوية وصبغة الايوسين لصبغ الساييتوبلازم .

**11-تحميل القطاعات Mounting:** يقصد بالتحميل وضع المقطع أو النموذج المحضر على شريحة زجاجية نظيفة ثم تغطيتها بغطاء الشريحة وتكون معظم مواد التحميل أما الصمغ gum أو راتنج resin .

**12-التعليم Labeling:** ويقصد به وضع ورقة لاصقة على الشريحة مدون عليها ماتحتويه الشريحة بحيث يتماشى مع نظام معين في التعليم (اسم الشركة المجهزة واسم النموذج) .

cassett

