

Bacteriological examination of water الفحص الميكروبيولوجي للماء

يعد الماء صالحاً للشرب متى ما كان خالياً من الأحياء الدقيقة الممرضة Pathogenic التي يحتمل انتقالها عن طريق الماء مثل مسببات حمى التيفوئيد والزحار البكتيري والهيضة أو الكوليرا وغيرها من المسببات بما في ذلك بعض أنواع الفايروسات كشلل الأطفال Polio والتهاب الكبد Hepatitis . ان المسببات المرضية لا تتواجد في الماء الا اذا كان الماء ملوثاً ببراز الإنسان المريض ولما كان الكشف هذه المسببات يحتاج إلى وقت ومهارة ومواد قد لا تتوفر في بعض المختبرات لذلك يصار إلى التحري عما جرى على تسميتها ببكتريا الكشف Indicator ومنها بكتريا القولون Coliform Bacteria والتي تشتمل على جميع أنواع البكتريا التي تتصف بأنها عضوية وهوائية ولا هوائية اختباراً Facultatively anaerobic وسالبة لصبغة كرام Gram negative وغير مكونة للسبورات non- sporeforming وتنتج تخمر (غاز وحامض من سكر اللاكتوز) خلال مدة أقصاها 48 ساعة في 35 م° ومن أكثر هذه المجموعة Coliform group شيوعاً وانتشاراً السلالات المختلطة لبكتريا *Escherichia Coli* و *Enterobacter aerogenes* ، هذه الأنواع تتواجد في أمعاء الإنسان السليم والمريض معاً وان ملايين منها تطرح يومياً مع البراز ان وجود مجموعة القولون Coliform group في ماء الشرب عليه، يعد دليلاً على احتمال تلوث الماء بالبكتريا المرضية ذلك لأن مصدر تلوث الماء بمجموعة القولون قد يكون براز إنسان سليم أو مريض. وتمتاز مجموعة القولون بأنها أطول عمراً من البكتريا الممرضة في الماء وهذا يوفر فرصة أكبر للكشف عن احتمالات التلوث.

• خطوات الفحص عن بكتريا القولون

1. الفحص الاحتمالي Presumptive test


ينقل ملليلتر واحد من الماء قيد الفحص إلى أنابيب اختبار يحتوي على 5 ملليلتر من Lactose Broth وعلى أنابيب صغيرة موضوعة بصورة مقلوبة في داخل هذا الوسط السائل تعرف أنابيب درهام Durham tube (تحضن الأنابيب بدرجة 35 م° ويلاحظ تكون الغاز الذي يعد دليلاً أولياً على وجود مجموعة القولون. تنتقل هذه الأنابيب إلى مرحلة الاختبار الآتية اما الأنابيب الخالية من الغاز فتعاد إلى الحاضنة 35 م° مدة 24 ساعة أخرى للتأكد من خلوها من مجموعة القولون وبالتالي من المسببات المرضية (بعدم تكون الغاز).


2. الفحص التأكيدي Confirmed test

تنقل مسحة من وسط Lactose Broth الموجب الاختبار الاحتمالي بوساطة Loop وتخطط على سطح أحد الأوساط المتخصصة مثل Eosin Methylene Blue agar (EMB) وتحضن الأطباق في 35^oم لمدة 24 ساعة مع ملاحظة تكون مستعمرات تعود إلى مجموع القولون ولاسيما *E. Coil* وهذه البكتيريا تكون على وسط EMB- Agar مستعمرات خضراء لماعة معدنية Metallic ومستعمرات بكتريا *E. aerogens* تكون بنفسجية كبيرة الحجم، وفي حالة عدم ظهور مستعمرات بالمواصفات التي ذكرت يتم الانتقال إلى المرحلة الأخرى.

3. الفحص التكميلي Completed test : يتم انتقاء عدد من مستعمرات بكتريا القولون

ومستعمرات لا تمثل مجموعة بكتريا القولون إلى الوسط Lactose broth وكلاً على انفراد وتحضن في 35^oم لمدة 24 ساعة لملاحظة تكون الغاز. كما تنقل مسحة من المستعمرات التي وقع عليها الاختبار إلى الوسط Nutrient Agar على شكل Slant وتحضن في 35^oم لمدة 24 ساعة ثم تجري عليها الفحوصات المجهرية للتأكد من عائديتها إلى مجموعة بكتريا القولون من حيث أنها عصوية، سالبة لصبغة كرام، غير مكونة للسبورات.






• طرق العد المايكروبي Enumeration of Microbiology

1. طريقة العد الاكثر احتمالاً (MPN) Most probable Number

1. ترح عينة المياه جيدا 25 مرة وذلك لضمان توزيع البكتيريا في العينة.
2. ينقل بماصة معقمة 1 مل من عينة المياه إلى أنبوبة محتوية على 9 مل من ماء مقطر معقم فيصبح التخفيف 10/1.
3. يرح التخفيف 10/1 جيدا وبواسطة ماصة معقمة جديدة ينقل 1 مل إلى 2 طبق بتري معقم يمثل التخفيف 10/11 وبنفس الماصة ينقل 1 مل أخرى من الأنبوبة 10/1 إلى أنبوبة ماء مقطر معقم حاوية على 9 مل لنحصل على التخفيف 100/1 وهكذا تعاد نفس الخطوات لعمل سلسلة من التخفيف.
4. يصب على كل طبق حاوي وسط Nutrient agar ويخلط جيدا بالعينة المخففة وتترك لتتصلب .
5. تحضن الإطباق مقلوبة في الحاضنة على درجة حرارة 37 °م لمدة 48 ساعة.
6. تحسب عدد المستعمرات في الطبق الواحد لكل تخفيف، تعتمد التخفيف التي تتراوح عدد المستعمرات فيها ما بين 30-300 مستعمرة ومنه تحسب عدد الخلايا الحية في 1 مل من عينة المياه الأصلية، وذلك بضرب متوسط عدد المستعمرات في الطبق في مقلوب التخفيف المستخدم.

$$\begin{array}{l} \text{عدد الخلايا الحية} \\ \text{في 1 مل من عينة} \\ \text{المياه الأصلية} \end{array} = \begin{array}{l} \text{متوسط عدد} \\ \text{المستعمرات} \\ \text{في الطبق} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{مقلوب} \\ \text{التخفيف} \\ \text{المستخدم} \end{array}$$

يستخرج عدد بكتريا القولون الأكثر احتمالا في عينة الماء وذلك من مطابقة نتائج الاختبار بجدول دليل MPN القياسي وذلك بحساب عدد الأنايبب الموجبة في مجموعة الأنايبب 0.1 و 0.1 و 0.1 مل، ثم نستخرج القيمة المقابلة لها في الجدول وهي تمثل عدد الخلايا الأكثر احتمالا في 100 مل من الماء.



طريقة التخفيف المتبعة لعينة الماء (طريقة MPN)

Table: MPN table for a three-replicate design from FDA's *Bacterial Analytical Manual*.

Positive Tubes					Positive Tubes				
0.1	0.01	0.001	MPN	95% Confidence Range	0.1	0.01	0.001	MPN	95% Confidence Range
0	0	0	<3.0	0-9.5	2	2	0	21	4.5-42
0	0	1	3	0.15-9.5	2	2	1	28	8.7-94
0	1	0	3	0.15-11	2	2	2	35	8.7-94
0	1	1	6.1	1.2-18	2	3	0	29	8.7-94
0	2	0	6.2	1.2-18	2	3	1	36	8.7-94
0	3	0	9.4	3.6-38	3	0	0	23	4.8-94
1	0	0	3.6	0.17-18	3	0	1	38	8.7-110
1	0	1	7.2	1.3-18	3	0	2	64	17-180
1	0	2	11	3.6-38	3	1	0	43	9-180
1	1	0	7.4	1.3-20	3	1	1	75	17-200
1	1	1	11	3.6-38	3	1	2	120	37-420
1	2	0	11	3.6-42	3	1	3	180	40-420
1	2	1	15	4.5-42	3	2	0	93	18-420
1	3	0	16	4.5-42	3	2	1	150	37-420
2	0	0	9.2	1.4-38	3	2	2	210	40-430
2	0	1	14	3.6-42	3	2	3	290	90-1000
2	0	2	20	4.5-42	3	3	0	240	42-1000
2	1	0	15	3.7-42	3	3	1	460	90-2000
2	1	1	20	4.5-42	3	3	2	1100	180-4100
2	1	2	27	8.7-94	3	3	3	>1100	420-4000

MPN Calculator

File Edit Options Help

1. Select MPN type

3 tube, 3 dil 0.1, 0.01, 0.001 Grams

2. Enter MPN data

Grams per test	Tests	Positive tests
0.1	3	3
0.01	3	1
0.001	3	0

Keypad

BS RTB TAB

7 8 9

4 5 6

1 2 3

. 0

3. Calculate MPN

MPN/Gram	42.7
95% CI LL:	10.4
95% CI UL:	175

Calculate MPN

برنامج حاسوبي للحسابات المباشرة

جداول خاصة موضوعة لتحديد القراءات حسب التخفيف


2. طريقة المرشح الغشائي Membrane Filter Method

تستخدم هذه الطريقة ايضا لتحديد وجود بكتريا القولون في مياه الشرب ولهذه الطريقة محاسن حيث تسمح بالكشف وعد بكتريا القولون بصورة دقيقة ومباشرة على سطح المرشح مع ذلك فان لها بعض المساوئ حيث تحتاج الى جهاز ترشيح ومضخة تفريغ من الهواء واوراق ترشيح غالية الثمن.

- طريقة العمل :

1. يتم امرار 100 مل من عينة الماء خلال مرشح غشائي معقم ذو ثقوب دقيقة 0.22 مايكرومتر من ثم ينقل الغشاء الى وسط مغذي انتقائي مناسب لبكتريا القولون وهذا يشمل وسط، **EMB Endo agar** حيث تنمو بكتريا القولون بشكل مستعمرات خضراء معدنية براقية على وسط **EMB** وبشكل مستعمرات حمراء معدنية براقية على وسط **Endo agar**.

2. بعد فترة الحضانة تفحص الاطباق والمستعمرات التي تحمل هذه الصفات، وفي حال غياب هذه المستعمرات يعني ان الماء صالح للشرب اما في حال وجود هذه المستعمرات فيحسب عدد المستعمرات لكل 100 مل واذا تجاوز العدد 300 مستعمرة فيعتبر الماء ملوث وغير صالح للشرب.



Membrane Filter Method